


fasciotens® Carrier

Bruksanvisning



fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

www.fasciotens.de

Bästa kund

Vi är glada att du har valt fasciotens®Carrier. fasciotens® produkter erbjuder högsta kvalitet, säkerhet och den senaste tekniken. Produkten har utvecklats i samarbete med praktiserande kirurger.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning och använd produkten enligt anvisningarna för att säkerställa korrekt användning och full nytta av produkten. Följ alltid normala säkerhetsåtgärder för allmän arbets säkerhet, vårdenhetens standardrutiner och tillämpliga regulatoriska föreskrifter. Vi tar inget ansvar för skador som uppkommit genom olämplig, ej avsedd eller felaktig användning av produkten.



Om ett allvarligt tillbud uppstår i samband med produkten måste fasciotens GmbH och den behöriga nationella myndigheten underrättas.



Denna medicintekniska produkt får endast användas av medicinskt utbildad personal. Se till att alla personer som använder produkten har läst och förstått bruksanvisningen.

Förvara bruksanvisningen på en säker plats så att den alltid finns tillgänglig när den behövs.



Företagets adress:

fasciotens GmbH
Moltkeplatz 1
D-45138 Essen
Tyskland

Tel. +49, (0)201, 99, 999, 630
Fax +49, (0)201, 99, 999, 639
E-post: info@fasciotens.de
Webbplats: www.fasciotens.de

fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Videoanvisningar



<https://www.fasciotens.de/wl-hernia-carrier-ifu-video-en>

**Videoanvisningarna måste ses i sin helhet av användaren
innan produkten används.**

Innehållsförteckning

Säkerhet	5
Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer	6
Komponenter	7
Produktstruktur för fasciotens®Carrier	7
Montera fasciotens®Carrier	8
Kombination med fasciotens®Hernia	11
Anvisningar för reprocessing av fasciotens®Carrier	12
Livslängd	12
Förberedelse	12
Rengöring	13
Sterilisering	14
Avslutande anvisningar	15
Förvaring	15
Underhåll	16
Reparationer	16
Kassering	16
Garanti	16
Support	16
Mall för retur	17
Symboler	18
Förteckning över varningar	19

Säkerhet

Följ bruksanvisningen

All användning och hantering av denna medicintekniska produkt förutsätter att användaren är väl insatt i och följer anvisningarna i denna bruksanvisning. Produkten är endast avsedd för den beskrivna användningen.

I denna bruksanvisning framhävs särskilt viktiga anvisningar på följande sätt:



Varning!

*Detta är en varning som hänvisar till risksituationer och faror.
Om varningen ignoreras kan det leda till livshotande situationer.
Dessa varningar måste följas utan undantag.*



Information!

Detta är information som hänvisar till något särskilt förhållande som måste övervägas.

Ansvar för funktion och skador

Ansvar för skador på grund av produktens användning faller alltid på operatören respektive användaren om produkten används av personer utan medicinsk utbildning, personer utan lämpliga kvalifikationer för att använda produkten eller utan genomgången utbildning i dess användning. Ansvar faller också på användaren om produkten används felaktigt eller på annat än avsett sätt.

Produkten måste före användningen kontrolleras med avseende på sin integritet och skador.

Ovanstående och nedanstående anvisningar innebär ingen utökning av de garanti- och ansvarsvillkor som anges i **fasciotens GmbHs** försäljnings- och leveransvillkor



Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig och att den blir läst och förstådd.

Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer

Avsedd användning

fasciotens®Carrier är avsedd att användas som hållare för fasciotens-produkter före, under och efter kirurgiska ingrepp. fasciotens®Carrier är en medicinteknisk produkt i klass I. Produkten är avsedd uteslutande för humanmedicinska ändamål och används intraoperativt. Produkten är tillåten för kombination med fasciotens®Hernia.



Kombination med eventuella andra produkter än fasciotens®Hernia har inte verifierats och validerats av tillverkaren. Den avsedda användningen inkluderar inte någon sådan kombination och är användarens ansvar.

Indikationer

- Kombination med fasciotens®-produkter
- Kombination med operationsbord respektive standardskenor

Kontraindikationer

- Inga tillräckligt stabila fastsättningskenor.

Information om biverkningar och risker

Inga oönskade biverkningar av produktens användning är kända.


Patientmålgrupper

Patientmålgruppen är samma som för kombinationen med produkten fasciotens®Hernia. Vuxna patienter med diagnostiserat primärt W3 och postoperativt bråck i bukväggen enligt den europeiska bråckföreningens definition Huvudsakligen patienter i stabilt medicinskt tillstånd.

Avsedda användare

- Kirurger med erfarenhet av bukkirurgi (t.ex. allmän, inälv-, kärl- och traumakirurgi)
- Hälso- och sjukvårdspersonal
- Personal på sterilcentralen


Komponenter



Produktstruktur för fasciotens®Carrier

Illustrationen nedan visar användningen av produkten fasciotens®Hernia tillsammans med fasciotens®Carrier:

fasciotens®Carrier består av följande moduler:



fasciotens®Carrier och fasciotens®Hernia får bara användas i sterilt tillstånd. fasciotens®Carrier levereras osteril av tillverkaren och måste steriliseras före varje användning i sjukhusets operationsal. Följ anvisningarna för reprocessing. Följ förvaringsanvisningarna vid lagring av produkten. Kontrollera före varje användning att produkten är intakt.

Montering av produkten

fasciotens®Carrier kan installeras på alla operationsbord som har en standardskena. Centralhållaren installeras över den sterila duken på operationsbordet. Centralhållarens position kan bestämmas av användaren, men får inte bli ett hinder för operatören. Tänk på att produkten först måste steriliseras enligt anvisningarna för reprocessing.

- 1. Ta ut komponenterna ur korgen** och lägg dem på instrumentbordet. Se till att låsningen söppning längst ned på centralhållaren är helt öppen.
- 2. Skruva in handhjulet** i hålet för handhjulet längst ned på centralhållaren.
- 3. Sätt centralhållaren på operationsbordets** standardskena.




Se till att centralhållaren sitter rätt och att inga främmande föremål är i vägen och förhindrar/försvårar korrekt installation (t.ex. patientdukar, katetrar, EKG-kablar).

Operationsbordet bör inte täckas med fler än 2 lager av dukar.

- 4. Fäst centralhållarens bas (P1) på operationsbordets standardskena** genom att vrida handhjulet åt höger.



- 5. För centralhållarens förlängning (P2) till den övre änden av den del av centralhållaren som är fäst i operationsbordet.**




Kontrollera att den sitter fast ordentligt i operationsbordet.

- 6. Sätt på handhjulets förlängning (P3) med öppningen mot centralhållarens förlängning och koppla ihop de båda delarna av centralhållaren genom att vrida handhjulet.**



Kontrollera att båda modulerna är låsta.


- 7. Sätt på excenterhandtaget (P4) längst upp på centralhållarförlängningen och skjut ned det till handhjulets förlängning (P3).**



- 8. För in tvärstängan i det öppna excenterhandtaget.**



9. Ställ in tvärstången över patienten i förhållande till defekten och bukomfånget. Tvärstångens kulfattning ska centreras över defekten.



10. Lås tvärstången i excenterhandtaget genom att fälla in klämmans spännspak.



Ordet "closed" syns ny på låsmekanismen.




Se till att det alltid finns tillräckligt med plats mellan patienten och tvärstången.

Kombination med fasciotens®Hernia

Öppna låsmekanismen på tvärstångens kulfattning för att kombinera produkten med fasciotens®Hernia. Tryck på knappen på spännsaken och öppna samtidigt spaken.



För sedan in traktionsregleringen till fasciotens®Hernia ovanifrån i kulfattningen.



Fäst kuladaptorn genom att föra in den i kulfattningen och stänga spännsaken.



Kontrollera alltid att kuladaptorn sitter fast ordentligt.



Ytterligare information finns i bruksanvisningen för fasciotens®Hernia

Anvisningar för reprocessing av fasciotens®Carrier

Livslängd

fasciotens®Carrier är en återanvändbar medicinteknisk produkt. Produktens livslängd avgörs huvudsakligen av slitage och skador genom användningen. Frekvent reprocessing har ingen prestandasänkande effekt på produkten.

Allt eftersom produkten används bildas ett passivskikt på instrumenten som påverkas av bl.a. faktorer som materialsammansättning, ytans egenskaper och förhållandena vid reprocessing. Detta passivskikt innebär ingen kvalitetsförsämring och påverkar inte heller systemets funktion. Ett starkare passivskikt minskar snarare risken för korrosion.

Följ anvisningarna nedan både för sterilisering av de instrument som levereras osterila och för reprocessing av kontaminerade instrument så att funktion och säkerhet bevaras så länge som möjligt.

Förberedelse

Vi rekommenderar att reprocessing av förorenade instrument utförs så snart som möjligt efter användningen. Transportera instrumenten i slutna behållare. Efter användning av återanvändbara instrument är det viktigt att de inte skadas vid transport. Före rengöring måste instrumenten i möjligaste mån tas i sär.

Undvik att vänta för länge med reprocessing (t.ex. över natten eller veckoslutet) för att minska korrosionsrisken och för att underlätta rengöringen. Den tyska organisationen Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung, AKI (ung. Steriltekniska Föreningen) rekommenderar torrengöring av instrumenten om möjligt. Undvik väntetider på mer än 6 timmar vid torrengöring.

Använd en maskinell process för rengöring och desinfektion. Ta hänsyn till materialkompatibilitet, lämplighet och verkningsförmåga vid val av rengöringsmedel för rengöring av medicintekniska produkter. Följ de instruktioner om rengörings-/desinfektionsmedlets koncentration, temperatur och verkningsstid samt sköljning som anges av tillverkaren.

Demontering av centralhållaren

Centralhållaren går att ta isär för reprocessing. Alla delkomponenter är försedda med serienummer så att de kan sorteras rätt. Gör så här för att demontera centralhållaren:



Se till att sätta ihop komponenter med samma serienummer om centralhållaren ska monteras på nytt.



Undvik lång väntetid till såväl våtrengöring som torrengöring (t.ex. över natten eller helgen) för att minska risken för korrosion och underlätta rengöring. Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung (AKI) rekommenderar torrengöring av instrumenten. Praktisk erfarenhet visar att väntetider på upp till 6 timmar vid torrengöring inte är några problem.

Rengöring

Rengöringen består av följande steg:

1. Förrengöring

1.1 Manuell förrengöring

1.2 Förrengöring i ultraljudsbad

2. Maskinell rengöring enligt DIN EN ISO 15883-1 och -2 (i en disk- och spoldesinfektor)

Vi rekommenderar användning av rengöringsmedel som är verksamma mot prioner. (Se tillverkarens information.) I aktuella studier av saneringsprocesser mot smittsamma prionproteiner är de hittills mest verksamma metoderna upprepad behandling med ett alkaliskt rengöringsmedel (pH-värde > 10) och därpå följande desinfektion eller sterilisering. Utför rengöringsstegen i enlighet med anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet! Följande punkter gäller det alkaliska rengöringsmedlet Deconex 28 Alka One från företaget Borer Chemie, som användes för validering av reprocessing.

1. Förrengöring

1.1 Manuell förrengöring

Blötlägg de smutsiga delarna i kallt vatten (av åtminstone dricksvattenkvalitet) i minst 10 minuter. Tänk på följande: Instrumenten bör inte ligga i vatten och/eller rengörings- och desinfektionsmedel under längre tid, hela natten eller över veckoslutet.

Sänk ned delarna och rengör dem med en mjuk borste i minst 1 minut. Vid kraftig kontamination kan förrengöringen ta längre tid. Det är viktigt att nå alla ytor. Kanyleringar och icke genomgående hål måste bearbetas särskilt med en lämplig borste.

Skölj noga av delarna under rinnande vatten (av lägst dricksvattenkvalitet) i 1 minut. Vattnet måste rinna genom kanyleringarna och icke genomgående hål måste fyllas och tömmas upprepade gånger.

1.2 Förrengöring i ultraljudsbad

Lägg de förtvättade delarna i ett ultraljudsbad uppvärmt till 40 °C (frekvens: 35–40 kHz) med alkaliskt rengöringsmedel (t.ex. Deconex 28 Alka One från företaget Borer Chemie) enligt tillverkarens bruksanvisning. Behandla därefter instrumenten med ultraljud i 10 minuter. Skölj instrumenten i 1 minut under rinnande kallt vatten (av minst dricksvattenkvalitet) efter rengöring i ultraljudsbadet.

2. Maskinell rengöring (i disk-/spoldesinfektor enligt DIN EN ISO 15883-1 och -2)

Innan den maskinella rengöringen påbörjas ska en förrengöring enligt punkt 1 ha genomförts. Lägg instrumenten i lämpliga nätkorgar eller rack för maskinrengöring. Se till att alla ytor är åtkomliga.

Anslut de ihåliga instrumenten till sköljsystemet för ihåliga instrument i disk-/spoldesinfektorn. Ett alkaliskt rengöringsmedel (pH-värde > 10) ska användas enligt tillverkarens bruksanvisningar. Använd rätt dos! Produkterna har validerats för alkalisk rengöring. Syrabaserade rengörings- och desinfektionsmedel får inte användas.

Anvisningarna från apparatens tillverkare måste följas. En typisk cykel bör innehålla följande steg och genomföras enligt anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Exempel på rengöringscykel med desinfektion:

(Följ anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet)

- Minst 2 minuters förtvätt med kallt vatten (av minst dricksvattenkvalitet och vid högst 45 °C)
- Diskning med alkaliskt rengöringsmedel med motsvarande verkningstid enligt tillverkarens anvisningar om koncentration och temperatur (t.ex. minst 5 minuter med Deconex 28 Alka One från företaget Borer Chemie vid 70 °C)
- Mellansköljning(ar) enligt anvisningar från tillverkaren av rengöringsmedlet (t.ex. 1 minut, med 40–45 °C varmt dricksvatten, därefter 1 minut med avjoniserat vatten)
- Termisk desinfektion med avjoniserat vatten och högst 93°C – A0-värde $\geq 3\ 000$ (t.ex. 5 minuter i 90 °C)
- Torkcykel (högst 120 °C)

Ovannämnda uppgifter kan variera.

Instrumenten ska omedelbart efter programmets slut tas ut ur maskinen och kylas ned till rumstemperatur. De får inte ligga kvar i diskmaskinen eller apparaten för rengöring och desinfektion efter tvättprocessen.

Kontrollera alla delar med avseende på synlig smuts (särskilt i kateteriseringar och ej genomgående hål) efter rengöringen. Upprepa cykeln vid behov eller rengör manuellt.

Alla delar, särskilt leder, måste torkas med ren tryckluft efter rengöringen.



Otillräcklig torkning kan leda till korrosion på instrumenten! Se därför till att instrumenten är helt torra efter desinfektionen.

Efter desinfektionen ska produkten förvaras under följande förhållanden: Helt torr, skyddad mot damm, i en sluten behållare, under nära nog sterila förhållanden. (Se avsnittet Förvaring.)



Vid lagring i flera dagar måste produkten desinficeras på nytt före sterilisering!

Medicintekniska produkter måste steriliseras efter desinfektionen. (Se Sterilisering.) Kontrollera om delarna har skador som kan hindra deras funktionsduglighet. Skadade och defekta instrument måste tas bort och ersättas. Reparationer får endast utföras av tillverkaren! Instrument som ska repareras måste först steriliseras (i individuell förpackning. Se avsnittet Sterilisering.) Fyll i formuläret i slutet av denna bruksanvisning för reparation. Efter varje rengöring och nedkylning av instrumenten måste områden som leder, gängor, osv. behandlas med lämpliga skötselmedel (medicinsk vit mineralolja) beroende på tillverkarens angivna användningsområde.

Sterilisering

Instrumenten kan steriliseras individuellt förpackade (i standardsteriliseringpåse) i lämpliga behållarsystem eller universalbehållare för sterilisering Packa inte behållaren för full. Följ tillverkarens anvisningar!

Steriliseringen måste utföras enligt en validerad metod genom ånga med fraktionerat förvakuum (minst sterilisator enligt EN 285 och validerad enligt DIN EN ISO 17665-1). 5 minuters verkningstid krävs viden temperatur på 134 °C. Alla leder och excenterförslutningar måste vara öppna under steriliseringen. Efter steriliseringen ska produkten förvaras i sterila förpackningar skyddade mot fukt, temperaturvariationer, direkt solljus och damm.



Felaktig förvaring kan leda till förlorad sterilitet. Tillverkaren tar inget ansvar vid felaktig förvaring.

Avslutande anvisningar

Ovannämnda instruktioner har av fasciotens GmbH bedömts vara lämpliga för förberedelse för återanvändning av fasciotens®Carrier. Sterilteknikern ansvarar för att reprocessingen uppnår önskat resultat med hjälp av utrustning, material och personal på sjukhusets sterilcentral. Validering och rutinövervakning av processen krävs i normala fall. Sterilteknikern måste också noggrant överväga alla avvikelser från anvisningarna för att avgöra deras effekt och eventuella negativa följder.

Avslutningsvis intygar vi att alla produkter lämnar vår fabrik först efter en lämplig kvalitetskontroll. Trots det är reklamationer möjliga. Kontrollera att varan är komplett och fungerar korrekt. Meddela oss omgående vid reklamationer. Använd inte den reklamerade varan!

Reparationer och retur av lånade enheter godtas endast i rengjort och steriliserat tillstånd. Använd mallen (formuläret) i slutet av bruksanvisningen och bifoga den med returdokumenten eller returen.

fasciotens GmbH har validerat att ovannämnda anvisningar är lämpliga för förberedelse till reprocessing av instrumenten.

Ytterligare information finns i följande publikationer:

- DIN Taschenbuch 100/1 "Medizinische Instrumente 1" (Medicinska instrument 1), Beuth Verlag GmbH Berlin, Wien, Zürich, ISBN-13: 978-3-410-20746-7
- DIN Taschenbuch 100/2 "Medizinische Instrumente 2" (Medicinska instrument 2), Beuth Verlag GmbH Berlin, Wien, Zürich, ISBN-13: 978-3-410-20749-8
- Rekommendationer från det tyska Robert Koch-institutet: Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (Hygienkrav vid reprocessing av medicintekniska produkter) Bundesgesundheitsblatt 2012 55:1244–1310 DOI 10.1007/s00103-012-1548-6
- AKI – "Instrumente werterhaltend aufbereiten" (Reprocessa instrument med bevarat värde), Ausgabe 11

Förvaring

fasciotens®Carrier får bara användas i sterilt tillstånd. Följ bruksanvisningen och anvisningarna för reprocessing vid förvaring, reprocessing och sterilisering av systemet.

Framförallt ska fasciotens®Carrier

- förvaras rent, kallt och torrt,
- skyddas mot mekanisk skada,
- behandlas varsamt och inte tappas.

Allmänna föreskrifter och rekommendationer gäller, bl.a.

- DIN EN ISO 17664:2018-04
- Rekommendationer från det tyska Robert Koch-institutet
- Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung (AKI) – Instrumentenaufbereitung richtig gemacht zur Lagerung von re-sterilisierbaren Instrumenten (Korrekt reprocessing för förvaring av återanvändbara instrument).

Underhåll

Aktsam hantering, inspektioner och underhåll bevarar funktions- och driftsäkerheten under många år. Inspektioner främjar säkerheten och minimerar risken för störningar.

Låt underhållet uteslutande utföras av fasciotens GmbH.

Underhåll förbättrar tillförlitligheten. Det är en viktig förutsättning för bevarande av funktions- och driftsäkerhet. Därför rekommenderar vi att underhåll utförs med jämna mellanrum. Efter garantins utgång erbjuder fasciotens GmbH dessutom en allmän översyn av systemen.

Reparationer

Vid funktionsstörningar, kontakta vår support via e-post (**support@fasciotens.de**) eller per telefon på **tel.: +49 (0)221 17738 500**.

Låt fasciotens GmbH utföra alla reparationer.

Kassering

Förpackningen kan kasseras som pappers- och hushållsavfall. Produkten har utformats med tanke på att använda kompositmaterial i minsta möjliga utsträckning. Detta gör det lättare att återvinna en större del av produkten. När produkten är uttjänt ska den lämnas in för professionell avfallshandling eller återvinning. Vid all avfallshandling måste gällande nationella föreskrifter och riktlinjer följas.

Garanti

Den lagstadgade garantin för våra produkter gäller i 24 månader. Om fel uppstår på produkten inom denna tidsperiod, ta kontakt med vår supportavdelning.



Om produkten uppvisar fel som kan utsätta patienter, personal eller tredje part för fara får produkten inte längre användas utan måste bytas ut.



Skador som uppstår på grund av felaktig användning, yttre mekanisk påverkan, transportskador, annan användning än för det avsedda ändamålet samt användning av icke auktoriserade personer täcks inte av denna garanti och faller dessutom utanför fasciotens GmbHs ansvarsområde.

Support

Om du har problem eller frågor om produkten vänder du dig till vår support via e-post (**support@fasciotens.de**) eller kontaktar oss per telefon; **tel. +49 (0)221 17738 500**.

Mall

Vid retur: Att tänka på!

Retur av fasciotens® Carrier










Insändning av fasciotens® Carrier för reparation

Detta intyg måste bifogas vid retur av fasciotens® Carrier!

Härmed intygas korrekt desinfektion, rengöring och sterilisering av bifogade (lånade) instrument.

<i>Instrument</i>	<i>Verifikation/Etikett</i>
<i>Klinik (adress)</i>	
<i>Avdelning</i>	
<i>Ansvarig</i>	
<i>Datum, stämpel, underskrift</i>	

Symboler

Symbol	Förklaring
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "produktnummer"
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "serienummer"
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "Tillverkarens namn och adress"
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "Följ bruksanvisningen"
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "icke-steril produkt"
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "medicinteknisk produkt"
	Märkning av produkter som släppts ut på marknaden i enlighet med motsvarande juridiska europeiska förfkrifter.
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "Förvaras torrt"
	Märkning i överensstämmelse med normen ISO 15223-1. Symbol för "Skyddas mot solljus"

Förteckning över varningar

Kapitel	Varning	Sidan
Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer	Kombination med eventuella andra produkter än fasciotens®Hernia har inte verifierats och validerats av tillverkaren. Den avsedda användningen inkluderar inte någon sådan kombination och är användarens ansvar.	6
Produktstruktur för fasciotens®Carrier	fasciotens®Carrier och fasciotens®Hernia får bara användas i sterilt tillstånd. fasciotens®Carrier, levereras osteril av tillverkaren och måste steriliseras före varje användning i sjukhusets operationssal. Följ anvisningarna för reprocessing. Följ förvaringsanvisningarna vid lagring av produkten. Kontrollera före varje användning att produkten är intakt.	7
Montering av produkten	Se till att centralhållaren sitter rätt och att inga främmande föremål är i vägen och förhindrar/försvårar korrekt installation (t.ex. patientdukar, katetrar, EKG-kablar). Operationsbordet bör inte täckas med fler än 2 lager av dukar.	8
	Kontrollera att den sitter fast ordentligt i operationsbordet.	8
	Kontrollera att båda modulerna är låsta.	9
	Se till att det alltid finns tillräckligt med plats mellan patienten och tvärstången.	10
Kombination med fasciotens®Hernia	Kontrollera alltid att kuladaptorn sitter fast ordentligt.	11
Anvisningar för reprocessing av fasciotens®Carrier	Otillräcklig torkning kan leda till korrosion på instrumenten! Se därför till att instrumenten är helt torra efter desinfektionen.	14
	Vid lagring i flera dagar måste produkten desinficeras på nytt före sterilisering!	14
	Felaktig förvaring kan leda till förlorad sterilitet. Tillverkaren tar inget ansvar vid felaktig förvaring.	15
Garanti	Om produkten uppvisar fel som kan utsätta patienter, personal eller tredje part för fara får produkten inte längre användas utan måste bytas ut.	16
	Skador som uppstår på grund av felaktig användning, yttre mekanisk påverkan, transportskador, annan användning än för det avsedda ändamålet samt användning av icke auktoriserade personer täcks inte av denna garanti och faller dessutom utanför fasciotens GmbHs ansvarsområde.	16

fasciotens



Företagets adress: fasciotens GmbH, Moltkeplatz 1, D-45138 Essen, Tyskland
Tel. +49, (0)201, 99, 999, 630 Fax +49, (0)201, 99, 999, 639 E-post: info@fasciotens.de



© fasciotens GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Status: 09.06.2023 SEHCIFU2306REV001